

Axlabs BLADES



Axlabs Blades Universal35
 #1993-01



Axlabs Blades Solid35
 #1993-02



Axlabs Blades Versatile35
 #1993-03



BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Axlabs Blades sind ein Zubehör für das Mikrotom-*In-vitro*-Gerät. Die Axlabs Blades sind Einweg-Labormikrotomklingen zum Schneiden von Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten (FFPE) oder gefrorenen Gewebelöcken. Die Plasmabeschichtung verbessert ihre Schärfe und Haltbarkeit. Die Axlabs Blades sind ein Einwegprodukt und sollten nicht wiederverwendet werden.

VERWENDUNGSZWECK

Die Axlabs Blades sind Labormikrotomklingen, die zum Schneiden von Formalin-fixiertem, Paraffin-eingebettetem (FFPE) oder gefrorenem Gewebe für nachfolgende mikroskopische Untersuchungen bestimmt sind.

VERWENDUNG DER KLINGEN

- 1) Eine einzelne (1) Axlabs Blade manuell aus dem Spender entnehmen oder den sicheren Klingenentnahmehalter am Mikrotom verwenden. Wenn das Mikrotom über keinen Entnahmehalter verfügt, die Klinge mit äußerster Vorsicht handhaben.
- 2) Sicherstellen, dass die Axlabs Blade korrekt positioniert ist, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des Mikrotoms zu gewährleisten.

Hinweis: Verwenden Sie die scharfe Kante, um den Gewebelöck zu schneiden. Der Pfeil auf der Klinge dient als Orientierungshilfe. Das Dreieck zeigt auf die scharfe Kante.



- 3) Axlabs Blade austauschen, wenn sie Gebrauchsspuren aufweist.
- 4) Pinzette verwenden, um die Klinge zu entfernen, wenn ein Entfernen der Klinge nicht mit dem Klingenspender möglich ist.

UMGEBUNG BEI DER VERWENDUNG

Die Axlab Blades dienen als Zubehör für ein medizinisches *In-vitro*-Diagnostikgerät, das für den Einsatz in Laborumgebungen bestimmt ist.

Die Axlab Blades sind ein Einwegprodukt und sollten nicht wiederverwendet werden.

ZIELGRUPPE

Die Axlab Blades sind für den Laborgebrauch bestimmt und sollten nur von geschultem Personal bedient werden.

INHALT

Die Axlab Blades werden in einer Umverpackung mit 10 Schachteln geliefert. Jede Schachtel enthält einen Kunststoffspender mit 50 Klingen. Vergewissern Sie sich nach Erhalt der Axlab Blades, dass die Lieferung vollständig und der Inhalt nicht beschädigt ist. Die Feder, der Klingenschieber und der Klingentnahmehalter für das Mikrotom müssen intakt sein.

AUFBEWAHRUNG



Axlab Blades sollten vor rauer Handhabung oder mechanischer Erschütterung geschützt und an einem trockenen, gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen -10°C und +50°C.

VERFALLSDATUM

Die Haltbarkeit der Axlab Blades beträgt zwei (2) Jahre ab Herstellungsdatum.

WARNUNGEN



Die Axlab Blades sind extrem scharf. Mit Vorsicht handhaben. Beim Entfernen der Klinge aus dem Spender genau auf die Kante achten und nicht berühren.

ENTSORGUNG

Gebrauchte Klinge nach Gebrauch in das Fach des Spenders schieben. Alternativ die Klinge in einem speziellen Behälter für scharfe Gegenstände entsorgen. Die Axlab Blades müssen als medizinischer Abfall entsorgt werden, um eine Kontamination zu verhindern. Bei der Entsorgung sollten die geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen des Landes eingehalten werden, in dem die Klingen verwendet werden.

VORFÄLLE

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls melden Sie sich bitte direkt beim Hersteller dieses Medizinprodukts Axlab unter axlab.dk und bei der zuständigen nationalen Behörde